



Catalogo prodotti

OeM



Leading Med SRL opera nel settore medicale/farmaceutico dal 2019. La dedizione e la precisione del personale *Leading Med* ha reso l'azienda un punto di riferimento nella progettazione, produzione e commercializzazione di Medical Devices, Integratori e IVD anche presso la pubblica amministrazione, infatti è fornitore in quadro presso:



SUAR



ARIA

AZIENDA REGIONALE PER
L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI


CHI SIAMO

Scienza e tecnologia sono gli strumenti del nostro lavoro.

Perché scienza e tecnologia sono da sempre le leve principali del benessere, e quindi non possono che essere i protagonisti del nostro obiettivo primario:
migliorare aspettative e qualità della vita delle persone.

IL CATALOGO

Grazie al lavoro del nostro team offriamo la possibilità di creare prodotti a marchio sulla base delle necessità del cliente, occupandoci di tutte le fasi dello sviluppo grafico e informativo.



Per facilitare la consultazione abbiamo raggruppato gli item in macrocategorie, riuscendo ad avere un catalogo quanto più completo possibile per soddisfare le richieste.

INDICE

DISPOSITIVI MEDICI

■ 1. MEDICALI	
Kit lavaggi nasali (soluzione+siringa)	5
Accessori personalizzabili	6
■ 2. ELETTROMEDICALI	
Pulsossimetro	8
Termometro digitale	11
Glucometro	15
Sfigmomanometro	17
Aerosol	22
3. DAILY CARE	
■ Maternity care	26
■ Baby care	32
■ 4. MONOUSO	
Abbassalingua in legno	34
Siringa per insulina	35
■ 5. HOT/COLD THERAPY	36

IVD - diagnostica rapida, professionale e self

■ Self-test	44
■ Test professionali	47

DISPOSITIVI MEDICI



KIT LAVAGGI NASALI - BABY (4+ mesi)

SOLUZIONE + SIRINGA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Soluzione salina + Siringa
- Fino a 125 lavaggi
- Per bambini dai 4 mesi
- Confezione personalizzabile
- Box personalizzabile
- Istruzioni personalizzabili formato A5
- Garantisce un'igiene nasale ottimale a tutti i bambini dai 4 mesi e aiuta a migliorare la respirazione.

COMPONENTI DEL KIT:

- Flacone Soluzione salina sterile
- Beccuccio dispensatore
- Siringa per irrigazione da 10 ml
- Misurino da 10 ml (installato nel tappo della soluzione salina)
- Oliva anatomica (punta per lavaggio) in silicone
- Astuccio per riporre siringa e oliva dopo l'uso
- Istruzioni per l'uso del kit.

1 set/confezione
10 confezioni/box
8 box/collo
Colli imballati su pallet

ACCESSORI PERSONALIZZABILI (VENDIBILI SINGOLARMENTE)

SOLUZIONE SALINA

Etichetta personalizzabile

Concentrazioni

- Isotonica: 0.9% sodio cloruro
- Ipertonica: 2.4% sodio cloruro

Formati

- Flacone da 250 ml
- Flacone da 500 ml
- Flaconcino monouso da 5 ml



SOLUZIONE SALINA

Monouso

- 5 ml
- confezione da 20 pezzi



ACCESSORI PERSONALIZZABILI (VENDIBILI SINGOLARMENTE)

SIRINGA IRRIGATRICE

- 10 ml
- Colori personalizzabili

Tipologie

- Classica: 2pz / blister
- Con pupazzo: 2pz / blister
- Con anello: 1pz / blister




classica

con pupazzo



con anello



PULSOSSIMETRO DA DITO



YX102

Spegnimento
automaticoVisualizzatore
degli impulsi a
colonna

YX110



Bluetooth

Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca: 25 bpm ~ 250 bpm

Precisione SpO₂: 70%~100%: ±2%

Precisione della frequenza del polso:

±1% / ±1bpm (il risultato dipende dal valore maggiore)

Consumo energetico: ≤40 mA

Condizioni operative:

Temperatura (°C): 5~40

Umidità relativa: ≤80%

Metodo di avvio: premere il pulsante per avviare

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V

Modalità di visualizzazione: LED

Dimensioni: 60×38×35 mm

Peso: 38 g (senza batterie)

Spegnimento automatico: 8 secondi

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 4.1/1.5kg

Dimensione collo: 45×26×15cm



YX306

Display
OLEDSpegnimento
automaticoDisplay degli
impulsi a onde

Bluetooth

Funzione
senso di
gravitàVisualizzatore
degli impulsi a
colonnaDisplay
PI

Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca: 25 bpm ~ 250 bpm

Precisione SpO₂: 70%~100%: ±2%

Precisione della frequenza del polso:

±1% / ±1bpm (il risultato dipende dal valore maggiore)

Consumo energetico: ≤40 mA

Condizioni operative:

Temperatura (°C): 5~40

Umidità relativa: ≤80%

Metodo di avvio: premere il pulsante per avviare

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V

Dimensioni: 60×38×35 mm

Peso: 38 g (senza batterie)

Spegnimento automatico: 8 secondi

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 4.1/1.5kg

Dimensione collo: 45×26×15cm

PULSOSSIMETRO DA DITO



YX105



Spegnimento
automatico



Visualizzatore
degli impulsi a
colonna

Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca: 25bpm-250bpm

Precisione di SpO₂: 70%~100%: ±2%

Precisione della frequenza del polso:

±1%/ ±1bpm (il risultato dipende dal valore maggiore)

Consumo energetico: ≤40 mA

Condizioni operative:

Temperatura (°C): 5~40

Umidità relativa: ≤80%

Metodo di avvio: premere il pulsante per avviare

Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 VAAA

Modalità di visualizzazione: LED

Dimensioni: 58×33×33.5mm

Peso: 35 g (senza batterie)

Spegnimento automatico: 8 secondi

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 4.0/1.3kg

Dimensione collo: 45×26×15cm



YX106



Spegnimento
automatico



Visualizzatore
degli impulsi a
colonna

Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca: 25 bpm-250 bpm

Precisione di SpO₂: 70%~100%:±2%

Precisione della frequenza del polso:

±1%/ ±1bpm (il risultato dipende dal valore maggiore)

Consumo energetico: ≤40 mA

Condizioni operative:

Temperatura (°C): 5~40

Umidità relativa: ≤80%

Metodo di avvio: premere il pulsante per avviare

Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 VAAA

Modalità di visualizzazione: LED

Dimensioni: 58×33×33,5 mm

Peso: 38 g (senza batterie)

Spegnimento automatico: 8 secondi

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 4.3/1.6kg

Dimensione collo: 45×26×15cm

PULSOSSIMETRO DA DITO



YX301

Spegnimento
automaticoVisualizzatore
degli impulsi a
colonnaDisplay degli
impulsi a ondeFunzione
senso di
gravitàDisplay
PI

Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca: 25 bpm ~ 250 bpm

Precisione SpO₂: 70%~100%: ±2%

Precisione della frequenza del polso:

±1% / ±1bpm (il risultato dipende dal valore maggiore)

Consumo energetico: ≤30 mA

Condizioni operative:

Temperatura (°C): 5~40

Umidità relativa: ≤80%

Metodo di avvio: premere il pulsante per avviare

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V

Modalità di visualizzazione: OLED

Dimensioni: 66×35×30mm

Peso: 27 g (senza batterie)

Spegnimento automatico: 8 secondi

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 3.8/1.2kg

Dimensione collo: 45×26×15cm



TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI



YT-1

Misurazione
veloceVibrazione
guidataModalità
silenziosaMisurazione
a distanza
guidataDisplay
retro
illuminato

Intervallo di misurazione: 32-43°C

Unità di temperatura: °C/°F

Dimensioni: 149×38×42 mm

Tempo di risposta: 1 secondo

Spegnimento automatico: 30 secondi

Distanza di misurazione: 0-5 cm

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 8.8/3kgs

Dimensione collo: 57.5×36×16.5cm



YT-3

Misurazione
veloceSpegnimento
automatico

Portatile

Display
retro
illuminatoAvviso
di febbreDoppia
modalità di
misurazione

Intervallo di misurazione: 32-43°C

Unità di temperatura: °C/°F

Tempo di risposta: 1 secondo

Spegnimento automatico: 30 secondi

Distanza di misurazione: 0-5 cm

Memoria di recupero: 10 gruppi di memoria

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 8.8/3kgs

Dimensione collo: 57.5×36×16.5cm

TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI



YHW-5

Misurazione
veloceSpegnimento
automaticoAvviso
di febbreDisplay
retro
illuminato

Intervallo di misurazione del corpo: 32°C-43°C
Intervallo di misurazione dell'oggetto: 0°C-60°C
Misurare la distanza: 0-3 cm
Unità di temperatura: °C/°F
Intervallo di tempo di ciascuna misurazione: ≤1s
Tempo di spegnimento automatico: 60 s ±10 s
Durata della misurazione: ≤1s
Recupero della memoria: 20 gruppi di memoria

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 8.4/2.8kg

Dimensione collo: 57.5×35.1×15.4cm



TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI - DA ORECCHIO



YHT100 da orecchio



Misurazione
veloce



Spegnimento
automatico



Portatile



Guida alla
febbre



Display
retro
illuminato



Doppia
modalità di
misurazione

Intervallo di misurazione del corpo: 34°C-42,2°C
Unità di temperatura: °C/°F
Intervallo di tempo di ciascuna misurazione: ≤12s
Tempo di spegnimento automatico: 60 s±10 s
Durata della misurazione: ≤2s
Numero di cuffie antirumore: 20
Recupero della memoria: 10 gruppi di memoria

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 10/3kg

Dimensione collo: 67×37.5×26.5cm

YHT101 da orecchio



Misurazione
veloce



Spegnimento
automatico



Guida alla
febbre



Display
retro
illuminato



Archiviazione
di memoria

Intervallo di misurazione del corpo: 34°C-42,2°C
Unità di temperatura: °C/°F
Intervallo di tempo di ciascuna misurazione: ≤12s
Tempo di spegnimento automatico: 60 s±10 s
Durata della misurazione: ≤2s
Numero di cuffie antirumore: 20
Recupero della memoria: 10 gruppi di memoria



QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 7.1/2.5kg

Dimensione collo: 66×36.5×17.5cm

TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI - DA ORECCHIO

**YHT103 da orecchio****Misurazione
veloce****Spegnimento
automatico****Guida alla
febbre****Display
retro
illuminato**

Intervallo di misurazione del corpo: 34°C-42,2°C

Unità di temperatura: °C/°F

Intervallo di tempo di ciascuna misurazione: ≤12s

Tempo di spegnimento automatico: 60 s±10 s

Durata della misurazione: ≤2s

Numero di cuffie antirumore: 20

Recupero della memoria: 6 gruppi di memoria

QTN: 40PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 10/3kg

Dimensione collo: 67×37.5×26.5cm



GLUCOMETRO



660



Autocodifica

Capacità di
memoria

Enzima: FAD-GDH

Unità di misura: mg/dL o mmol/L

Misurazione media: 0.6-33.3mmol/L(10-600mg/dL)

Volume del sangue: 0.8µL

Intervallo ematocrito: 10%-70%

Tempo di misurazione: 8 secondi

Capacità di memoria: 500 risultati

Risultati medi: 7 giorni, 14 giorni, 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni

Temperatura di funzionamento: 5°C-40°C

Schermo: LCD

Sangue: sangue intero capillare fresco o sangue intero venoso prelevato dal polpastrello

Modalità operativa dell'apparecchiatura: funzionamento continuo

Alimentazione: DC 3.0V 100mA

Durata della batteria: 2 batterie alcaline AAA (circa 1000 misurazioni)

Durata di servizio: 5 anni (ad eccezione delle parti soggette ad usura)

Peso: 50 g

QTN: 20PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 5.2/1.0kg

Dimensione collo: 59×24×18.5cm



710



Autocodifica

Capacità di
memoriaMedia dei
risultati

Enzima: GOD

Unità di misura: mg/dL o mmol/L

Volume del sangue: 1 µL

Tempo di misurazione: 8 secondi

Intervallo di misurazione: 1,1-33,3 mmol/L(20-600 mg/dL)

Capacità di memoria: 250 risultati

Risultati medi: 7 giorni, 14 giorni, 28 giorni

Intervallo ematocrito: 30% - 60%

Alimentazione: 1 pila a bottone

Peso: 40 g

QTN: 20PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 3.8/0.98kg

Dimensione collo: 59×24×18.5cm

GLUCOMETRO

582



Autocodifica

Capacità di
memoriaMedia dei
risultati

Funzione opzionale (scegliere una delle tre)



Bluetooth

Display
retro
illuminatoTrasmissione
vocale

Enzima: GOD

Pulsante di espulsione della striscia

Unità di misura: mg/dL o mmol/L

Volume del sangue: 1µL

Tempo di misurazione: 8 secondi

Intervallo di misurazione: 1,1-33,3 mmol/l(20-600 mg/dl)

Capacità di memoria: 250 gruppi

Risultati medi: 7 giorni, 14 giorni, 1 mese, 2 mesi e 3 mesi

Temperatura di funzionamento: 10°C-40°C

Intervallo dell'ematocrito: 30%-60%

Alimentazione: 2 batterie AAA

Risultati medi

Display LCD vocale retroilluminato

Peso: 50 g

QTN: 20PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 5.25/1.04kg

Dimensione collo: 59×24×18.5cm

SFINGOMANOMETRO DA AVAMBRACCIO

YE990 Avambraccio



Ampio display
retroilluminato



Rilevatore di
movimento



Induzione
corporea



Funzione di
stampa



Messaggio vocale animato, per la misurazione automatica
Funzione di trasmissione vocale, che trasmette la pressione sanguigna misurata in modo tempestivo
Funzione stampante, stampa del valore misurato della pressione sanguigna
Supporta più modalità di trasmissione
Pressurizzazione intelligente e pressurizzazione fissa
Misurazione a doppia modalità

Circonferenza del braccio applicabile: 17~45 cm
Intervallo di misurazione della pressione: 0~300 mmHg(0,0~40,0 kPa)
Intervallo di misurazione degli impulsi: 40~200 volte/min
Precisione della misurazione della pressione: ± 2 mmHg($\pm 0,267$ kPa)
Precisione della misurazione degli impulsi: $\pm 2\%$ o ± 2 tempo/min
Tempo di misurazione: circa 35 secondi
Trasmissione dati: porta seriale, Ethernet, USB, Bluetooth, WIFI
Visualizzazione della pressione sistolica
Visualizzazione della pressione diastolica
Visualizzazione della frequenza cardiaca
Funzione di visualizzazione del livello di pressione sanguigna
Richiesta di errore di movimento

YE630CR Avambraccio



100.000
misurazioni



Ampio
display LCD
retroilluminato



Portatile



Ultra
silenzioso



Ricaricabile



Anti-collisione
e impermeabile

1. Misuratore di pressione sanguigna da braccio tutto in uno: nessun tubo, nessun cavo, nessuna parte aggiuntiva: prendi le tue misure con facilità.
2. A casa o in viaggio. Il suo design riduce la pressione sanguigna, la misurazione è più semplice e conveniente che mai!
3. Trasferimento wireless della misurazione.

Indicatore di errore di movimento
Rilevamento dell'uso del bracciale
Funzione vocale
Bluetooth
Alimentato con batteria al litio
50 gruppi di memoria
Peso: 257 g

QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 2.54/8.42kg
Dimensione collo: 66.5×28×22cm

SFINGOMANOMETRO DA AVAMBRACCIO



YE650AR Avambraccio



Display digitale LCD con retroilluminazione a tre colori (opzionale)
 Funzione di trasmissione vocale
 60 gruppi di memoria
 Indicazione di battito cardiaco irregolare
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicazione di errore di movimento
 Media di tre misurazioni Bluetooth (opzionale)
 Batteria al litio
 Peso: 270 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 7.3/3.6kg
 Dimensione collo: 61.5x28.5x22cm



YE680B Avambraccio



Funzione di trasmissione vocale
 Ampio display LCD retroilluminato
 99x2 gruppi di memoria
 Indicatore per battiti cardiaci irregolari
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicatore per errore di movimento
 Media su tre misurazioni
 Bluetooth (opzionale)
 Peso: 310 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 9.6/3.3kg
 Dimensione collo: 61.5x28.5x22cm



YE670A Avambraccio



Funzione di trasmissione vocale (opzionale)
 (la voce può essere disattivata)
 Ampio display LCD
 74x2 gruppi di memoria
 Indicatore per battiti cardiaci irregolari
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicatore per errore di movimento
 Media su tre misurazioni
 Peso: 294 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 8.3/3.8kg
 Dimensione collo: 50x30x22cm

SFINGOMANOMETRO DA AVAMBRACCIO



YE670CR Avambraccio

Funzione di trasmissione vocale (la voce può essere disattivata)
 Ampio display LCD
 60x2 gruppi di memoria
 Indicatore per battiti cardiaci irregolari
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicatore per errore di movimento
 Media su tre misurazioni
 Bluetooth (opzionale)
 Alimentazione: batteria al litio
 Peso: 303 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 7.6/4.0kg
 Dimensione collo: 50x30x22cm



YE660D Avambraccio

Ampio display LCD
 90 gruppi di memoria
 Indicatore per battiti cardiaci irregolari
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicatore per errore di movimento
 Media su tre misurazioni
 Peso: 260 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 8.8/3.5kg
 Dimensione collo: 50x30x22cm



YE660E Avambraccio

Funzione di trasmissione vocale
 Ampio display digitale LCD
 99 gruppi di memoria
 Indicatore per battiti cardiaci irregolari
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicatore per errore di movimento
 Media su tre misurazioni
 Peso: 270 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 7.3/3.6kg
 Dimensione collo: 61.5x28.5x22cm

SFINGMOMANOMETRO DA AVAMBRACCIO

YE660F Avambraccio



Funzione di trasmissione vocale
Ampio display LCD retroilluminato
90 gruppi di memoria
Indicatore per battiti cardiaci irregolari
Rilevamento dell'uso del bracciale
Indicatore per errore di movimento
Media su tre misurazioni
Peso: 300 g

QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 8.7/3kg
Dimensione collo: 61.5×28.5×22cm



YE620B Avambraccio



Funzione di trasmissione vocale
Ampio display LCD retroilluminato
99 gruppi di memoria
Indicatore per battiti cardiaci irregolari
Rilevamento dell'uso del bracciale
Indicatore per errore di movimento
Media su tre misurazioni
Peso: 310 g

QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 8.4/2.9kg
Dimensione collo: 61.5×28.5×22cm (with 360cuff)



YE610D Avambraccio



80 gruppi di memoria
Media su tre misurazioni
Peso: 251 g

QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 8.8/3.5kg
Dimensione collo: 50×30×22cm

SFIGMOMANOMETRO DA POLSO



YE8300B Polso

Ampio display LCD
 99 gruppi di memoria
 Valore medio su tre misurazioni
 Spegnimento automatico entro 3 minuti dalla misurazione
 Intervallo di misurazione della pressione: 0~300 mmHg (0-40,0 kPa)
 Frequenza del polso: 40-200 battiti/min
 Pressione: entro ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ kPa)
 Frequenza del polso: entro il 5% del valore letto
 Peso: circa 99 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 2.5/1kg
 Dimensione collo: 36.5×20.5×13cm



YE8800AR Polso

Funzione di trasmissione vocale
 Ampio display LCD
 74 gruppi di memoria
 Indicatore per la posizione
 Indicatore per battiti cardiaci irregolari
 Rilevamento dell'uso del bracciale
 Indicatore per errore di movimento
 Media su tre misurazioni
 Batteria al litio
 Peso: 109 g

QTN: 10PCS/CTN
 Peso lordo/Peso netto: 3.1/1.1kg
 Dimensione collo: 53×24.5×13cm

AEROSOL AD ARIA COMPRESSA

403T Aerosol ad aria compressa



QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 19/14.7kg
Dimensione collo: 85×30×40cm



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Pompa
senza olio



Portatile



Nebulizza
in piccole
particelle

Alimentazione: AC120V±10% AC220V±10% AC230V±10%, 50Hz/60Hz
Pressione massima: ≥ 0.15 MPa
Flusso d'aria massimo: ≥ 10 L/min
Tasso massimo di nebulizzazione:
 $\geq 0,2$ ml/min (con tazza standard)
 $\geq 0,45$ ml/min (tramite tazza opzionale)
MMD: $3,9\mu\text{m}$
Volume residuo: ≤ 1 ml
Rumore di funzionamento: ≤ 65 dB(A)
Tempo di funzionamento: funzionamento continuo

403A Aerosol ad aria compressa



QTN: 6PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 17kg
Dimensione collo: 70×44×32cm



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Pompa
senza olio



Contenitore



Nebulizza
in piccole
particelle

Alimentazione: AC120V±10% AC220V±10% AC230V±10% 50Hz 60Hz
Pressione massima: $\geq 0,15$ MPa
Flusso d'aria massimo: ≥ 10 L/min
Velocità massima di nebulizzazione: $\geq 0,2$ ml/min
MMAD: circa $2,5\mu\text{m}$, proporzione $<5\mu\text{m}$: $>65\%$
Volume residuo: ≤ 1 ml
Rumore di funzionamento: ≤ 65 dB(A)
Tempo di funzionamento: funzionamento continuo

AEROSOL AD ARIA COMPRESSA

405A Aerosol ad aria compressa



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Pompa
senza olio



Portatile



Nebulizza
in piccole
particelle

Ingresso: CA 100 -240 V, 50/60 Hz
Uscita: DC12V, 1000mA
Velocità massima di nebulizzazione: $\geq 0,2$ ml/min
MMAD: $3,7\mu\text{m}$, proporzione di $<5\mu\text{m}$: $>60\%$
Pressione massima: $\geq 0,1$ MPa
Flusso d'aria massimo: $\geq 3,5$ l/min
Volume residuo: ≤ 1 ml
Rumore di funzionamento: ca. 45dB(A)
Tempo di funzionamento: 20 minuti acceso, 40 minuti spento

QTN: 10PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 7.2/6.6kg

Dimensione collo: 56.5×33×14.5cm

405B Aerosol ad aria compressa



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Pompa
senza olio



Portatile



Nebulizza
in piccole
particelle

Ingresso: CA 100 -240 V, 50/60 Hz
Uscita: DC12V, 1000mA
Velocità massima di nebulizzazione: $\geq 0,2$ ml/min
MMAD: $3,7\mu\text{m}$, proporzione $<5\mu\text{m}$: $>60\%$
Pressione massima: $\geq 0,1$ MPa
Flusso d'aria massimo: $\geq 3,5$ l/min
Volume residuo: ≤ 1 ml
Rumore di funzionamento: circa 45 dB(A)
Tempo di funzionamento: 20 minuti acceso, 40 minuti spento

QTN: 10PCS/CTN

Peso lordo/Peso netto: 5.3/2.2kg

Dimensione collo: 47×32×17.5cm

AEROSOL AD ARIA COMPRESSA



407T Aerosol ad aria compressa



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Pompa
senza olio



Portatile



Nebulizza
in piccole
particelle

Alimentazione: CA 220±22V, 50±1Hz
Potenza in ingresso: 200VA
Pressione massima: $\geq 0,15$ MPa
Flusso d'aria massimo: ≥ 10 L/min
Velocità massima di nebulizzazione: $\geq 0,2$ ml/min
(la misurazione effettiva è di circa 0,4 ml/min)
MMAD: $3,0\mu\text{m}$, proporzione $<5\mu\text{m}$: circa 60%
Volume residuo: ≤ 1 ml
Rumore di funzionamento: ≤ 60 dB(A)
Tempo di funzionamento: funzionamento continuo

QTN: 2PCS/CTN

Peso lordo: 6.1kg

Dimensione collo: 54.5×27.5×23.5cm



AEROSOL MESH



M102 Aerosol Mesh



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Silenzioso



Portatile



Nebulizza
in piccole
particelle

Alimentazione: DC 3,0 V (due batterie alcaline "AA" da 1,5 V)
Ingresso: CA 100 V~240 V 50 Hz/60 Hz 0,2 A;
Uscita: CC 5 V 1000 mA
Velocità di nebulizzazione: $\geq 0,2$ ml/min
Residuo del farmaco: $\leq 0,5$ ml
Dimensione delle particelle: MMD $4,2\mu\text{m} \pm 25\%$
Percentuale di MMD $< 5\mu\text{m}$: $> 50\%$
Rumore: $\leq 45\text{dB(A)}$

QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo: 4.7kg
Dimensione collo: 40.5×33.5×17cm



M103 Aerosol Mesh



Livello
professionale
Medico



Velocità del
nebulizzatore
regolabile



Silenzioso



Portatile



Nebulizza
in piccole
particelle

Alimentazione in ingresso: CC 3,0 V (due batterie alcaline "AA" da 1,5 V)
Rumore di funzionamento: circa 40 dB(A)
MMAD: $3,9\mu\text{m}$, proporzione di $< 5\mu\text{m}$: $> 50\%$
Velocità massima di nebulizzazione: $\geq 0,2$ ml/min
Volume residuo: $\leq 0,25$ ml

QTN: 10PCS/CTN
Peso lordo/Peso netto: 4.7/0.97kg
Dimensione collo: 40.5×33.5×17cm

COPPETTA ASSORBILATTE
MONOUSO**RDW110**

Coppetta tonda
Dimensione: Φ 110 mm

**RDW130-3**

Coppetta tonda
Dimensione: Φ 130 mm

**RDW130-4**

Coppetta antiperdita
Dimensione: 125x115 mm

**RDW130-5A**

Coppetta elasticizzata
Dimensione: 125x115 mm

**RDW130-5B**

Coppetta elasticizzata
Dimensione: 125x115 mm

**RDW130-5C**

Coppetta nucleo blu
Dimensione: 125x115 mm

**RDW130-5F**

Coppetta elasticizzata
Dimensione: 130x115 mm

**RDW130-5D**

Coppetta elasticizzata
Dimensione: 130x115 mm

**RDB130C**

Coppetta a ventaglio
Dimensione: 130x115 mm

COPPETTA ASSORBILATTE
MONOUSO**RDB130D**

Coppetta a fiore
Dimensione: 130x115 mm

**RDP130-1**

Coppetta 3D
Dimensione: Ø 130 mm

**RDP130-3**

Coppetta 3D
Dimensione: Ø 130 mm

**RDP130-3E**

Coppetta nucleo in Bambù
Dimensione: Ø 130 mm

**RDP130-3E**

Coppetta 3D nucleo blu
Dimensione: Ø 130 mm

**RDW130-4C**

Coppetta nucleo rosa antibatterico
Dimensione: 125x115 mm

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE DELLA COPPETTA ASSORBILATTE

COLORE	Bianco	Rosa	Nero	Nude	Blu	Verde	Viola
SPESSORE	1.0mm Ultra Sottile	1.5mm Morbido & Sottile	2.0mm Super Morbido				
MATERIALE STRATO SUPERIORE	Non-tessuto	Bambù	Cotone				
RILIEVO	Nido d'ape	Perla	Diamante				
STAMPA PERSONALIZZATA	Involucro	Box	Collo				

COPPETTA ASSORBILATTE
LAVABILE**KXRD001**

Coppetta lavabile in pizzo
Dimensione: Ø 110/120 mm

**KXRD002**

Coppetta lavabile a goccia
Dimensione: 120x130 mm

**KXRD003**

Coppetta lavabile 3D
Dimensione: Ø 110/120 mm

**KXRD004**

Coppetta lavabile
antiscivolo in Bambù
Dimensione: Ø 100/120/140 mm

**KXRD005**

Coppetta lavabile
3D in Bambù
Dimensione: Ø 100/120/140 mm

**KXRD006**

Coppetta lavabile
piatta in Bambù
Dimensione: Ø 100/120/140 mm

PRODOTTI PER IL SENO



Copri capezzoli in PP

Dimensione: Φ 95 mm



Copri capezzoli in argento

Dimensione: Φ 45x15mm / Φ 55x18mm



Coppetta caldo/freddo

Dimensione: 160x160 mm



**Coppetta monouso
in idrogel**

Dimensione: 75x75 mm



ASSORBENTI

**Assorbente maternità
delicato sulla pelle**

Dimensione: 280x90/330x130/420x180 mm

**Assorbente maternità
super soffice**

Dimensione: 340x65/380x190 mm

**Assorbente maternità
con ali**

Dimensione: 340x165mm/425x185 mm

**Assorbente maternità
in cotone organico**Dimensione: 270x115/310x125/
360x135/410x135 mmBIANCHERIA
INTIMA**Pantalocini intimi a rete**

colore: bianco o nero

**Biancheria intima
monouso in cotone****Biancheria intima
tessuto non tessuto
monouso****Biancheria intima
postpartum monouso
con assorbente**

POSTPARTUM

**Sotto assorbente monouso**

Dimensione:
60x60 cm / 60x90 cm / Personalizzata

**Irrigatore perineale**

Dimensione:
350 ml / 500 ml

**Assorbente rinfrescante perineale**

Dimensione: 245x60 mm

**Cold Pack istantaneo perineale**

Dimensione: 330x130 mm


COPRIWATER

**Copriwater flushable**

Dimensione: 360x425 mm

**Copriwater waterproof**

Dimensione: 390x450 mm

**Copriwater waterproof**

Dimensione: 400x450 mm

**Copriwater waterproof**

Dimensione: 400x600 mm

PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO

**Bavaglino monouso**

Dimensione: 24x35 cm

**Bavaglino monouso**


Dimensione: 29x29 cm

**Asciugamano monouso per il sudore**

Dimensione: 180x360 / 240x440 mm

**Pezza assorbente in cotone**

Dimensione: 90x110 mm

**Fasciatoio monouso**Dimensione:
400x600 / 460x680 / 500x700 mm**Fasciatoio monouso**Dimensione:
250x330 / 330x450 / 450x600 mm

PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO



Copriwater monouso

Dimensione: 630x660 mm



Copriwater monouso


Dimensione: 630x710 mm



ABBASSALINGUA IN LEGNO



N. Prodotto	Materiale	Specifiche	Confezione	Sterilità
1601A	Legno	150×18×1.6 mm	100 pezzi / confezione	N/S
1601B	Legno	150×18×1.6 mm	500 pezzi / confezione	N/S



N. Prodotto	Materiale	Specifiche	Confezione	Sterilità
1603A	Legno	140×16×1.6 mm	100 pezzi / confezione	N/S
1603B	Legno	140×16×1.6 mm	500 pezzi / confezione	N/S



N. Prodotto	Materiale	Specifiche	Confezione	Sterilità
1608	Legno	150×18×1.6 mm	100 pezzi confezionati singolarmente / confezione	EO
1609	Legno	150×18×1.6 mm	100 pezzi confezionati singolarmente / confezione	EO
1617	Legno	140×16×1.6 mm	100 pezzi confezionati singolarmente / confezione	EO
1616	Legno	140×16×1.6 mm	100 pezzi confezionati singolarmente / confezione	EO

SIRINGA DA INSULINA



206FN

Siringa da insulina con ago fisso

Unità: U-100, U-40

Misura: 0.3 ml, 0.5 ml, 1 ml

Guarnizione: lattice / privo di lattice

Confezione: Blister / Imballaggio in PE

Ago: 27G, 28G, 29G, 30G, 31G



206MN

Siringa da insulina con ago montato

Misura: 0.5 ml, 1 ml

Guarnizione: lattice / privo di lattice

Confezione: Blister / Imballaggio in PE

Ago: 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G



COLD PACK

IMPACCO FREDDO

PRIMO SOCCORSO / SUPPORTO SPORTIVO / ASSISTENZA DOMICILIARE. Solo applicazione esterna.
PER ALLEVIARE IL DOLORE E IL GONFIORE CAUSATI DA DISTORSIONI, STIRAMENTI, CONTUSIONI, USTIONI MINORI.



C127153NB

Impacco freddo

Misura: 12.7x15.3 cm
Peso: 105 g
Materiale: PE e Nylon



C153229NE

Impacco freddo


Misura: 15.3x22.9 cm
Peso: 260 g
Materiale: PE e Nylon

CARATTERISTICHE

Singola applicazione a freddo senza il disagio del gocciolare dei cubetti di ghiaccio.
Nessuna necessità di refrigerazione, comodo e portatile.
Utilizzo primario per lesioni da attività all'aperto e pronto soccorso.

ISTRUZIONI D'USO

Agitare il contenuto sul fondo della borsa.
Individuare la custodia interna.
Premere saldamente per rompere la sacca interna del liquido.
Agitare brevemente per mescolare il contenuto.
Avvolgerlo in un asciugamano o in un pezzo di stoffa.
Applicare sulla zona interessata.



HOT PACK

IMPACCO CALDO



FORNISCE CALORE A BASSE TEMPERATURE. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA. RILASSA I MUSCOLI E ALLEVIA L'ARTRITE.



H127153B

Impacco caldo

Misura: 12.7x15.3 cm
Peso: 104 g
Materiale: PE e Nylon



H153229D

Impacco caldo


Misura: 15.3x22.9 cm
Peso: 230 g
Materiale: PE e Nylon

CARATTERISTICHE

Nessun riscaldamento richiesto.
Ideale per le emergenze, agisce subito. Comodo e portatile.
È disponibile la formula con solfato di magnesio.

ISTRUZIONI D'USO

Agitare il contenuto sul fondo della borsa.
Individuare la custodia interna.
Premere saldamente per rompere la sacca interna del liquido.
Agitare brevemente per mescolare il contenuto.
Avvolgerlo in un asciugamano o in un pezzo di stoffa.
Applicare sulla zona interessata.



MASCHERE OCCHI E VISO



PROMUOVE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA DI VISO E OCCHI, ALLEVIA L'AFFATICAMENTO.
SOLLIEVO DAL DOLORE E SCOMPARSA DEL GONFIORE.
PERFETTO PER IL PRIMO SOCCORSO, A CASA O IN UFFICIO.

**EYE-GB 0309**

Misura: 22.6x7.6 cm
Peso: 96 g
Materiale: PVC

**EYE-GB 0310**

Misura: 24.5x7.5 cm
Peso: 65 g
Materiale: PVC

**FACE-GB 0812**

Misura: 19x30.8 cm
Peso: 230 g
Materiale: PVC

**EYE-GEL 0208**

Misura: 21x6 cm
Peso: 45 g
Materiale: PVA

**EYE-GEL 0310**

Misura: 24.5x7.5 cm
Peso: 75 g
Materiale: PVC

**EYE-GEL 0314**

Misura: 36x9.5 cm
Peso: 152 g
Materiale: PVC

ISTRUZIONI D'USO

Posizionare la maschera per occhi/viso in frigorifero 1 ora prima dell'uso. Indossare per circa 15 minuti.



CEROTTO TERMICO MONOUSO



IL CEROTTO TERMICO È LA VIA PIÙ CONVENIENTE E SICURA PER FORNIRE CALORE STABILE E CONTINUO AL CONTATTO CON LA PELLE. È UN DISPOSITIVO PORTABILE CON OTTIMI EFFETTI NELLA PREVENZIONE DEI GELONI IN INVERNO. UN SINGOLO CEROTTO PUÒ DURARE PER UN'INTERA GIORNATA DI FREDDO.



L095130A16

Misura: Custodia: 10.5 x 15.5 cm /
Cerotto: 13 x 9.5 cm
Peso: 38±5 g
Materiale: Non tessuto, PP non tessuto, Materiale termico
Applicazione: girovita



L055950A8

Misura: 9.5 x 5.5 cm
Peso: 30 g
Materiale: PP non tessuto, Materiale termico
Applicazione: mano



L070095A8

Misura: 9.5 x 7 cm
Peso: 21 g
Materiale: PP non-tessuto, Materiale termico, PE stick sui vestiti, PP film
Applicazione: piede (pelma)



H080185B0.5

Misura: 8 x 18.5 cm
Peso: 11±2 g
Materiale: Non-tessuto, Materiale termico
Applicazione: occhio



H055095B8/L095130A12

Misura: 9.5 x 5.5 cm/ 9.5 x 13 cm
Peso: 30 ± 5 g/ 38 ± 5 g
Materiale: Spunlace PE/PP non-tessuto, materiale termico, PE stick, Spunlace stick sulla pelle, PE stick sui vestiti, PP film
Applicazione: versatile



L100150A8

Misura: 15 x 10 cm
Peso: 30 g
Materiale: Spunlace PE/PP non-tessuto, materiale termico, PE stick, Spunlace stick sulla pelle, PE stick sui vestiti, PP film
Applicazione: pancia



H095285B8

Misura: 28.5 x 9.5 cm
Peso: 55 ± 5 g
Materiale: Spunlace PE/PP non-tessuto, materiale termico, PE stick, Spunlace stick sulla pelle, PE stick sui vestiti, PP film
Applicazione: spalla / schiena



H095285B8/H086260B8/H085250B8

Misura: 28.5 x 9.5/26.5 x 8.6/25 x 8.5 cm
Peso: 55 ± 5 g/51 ± 5 g/46 ± 5 g
Materiale: PP non-tessuto, materiale termico, film con contorno avorio, PE stick sui vestiti.
Applicazione: piede


CARATTERISTICHE

Monouso, fornisce un rapido sollievo da dolori muscolari e articolari associati a sforzi eccessivi, tensioni, distorsioni, artrite, dolori mestruali, ecc.
Si scalda gradualmente e dura almeno 6/8 ore.

ISTRUZIONI D'USO

Aprire la custodia esterna e lasciare che l'interno reagisca con l'aria. Ha bisogno di un po' di tempo per raggiungere la temperatura terapeutica. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per un corretto utilizzo del prodotto.

CEROTTO TERMICO MONOUSO




FCP 0305

Misura: 12x5 cm

Peso: 10 g

Materiale: Tessuto non-tessuto



FCP 0405

Misura: 13x9.5 cm

Peso: 18±2 g

Materiale: Tessuto non-tessuto

CARATTERISTICHE

Delicato sulla pelle, forte aderenza, monouso.

Calma la febbre, l'effetto rinfrescante può durare fino a 8 ore.



BORSA DEL GHIACCIO**ICE-BAG 5**

Misura: 12.7 cm
Peso: 60 g
Materiale: Poliestere

**ICE-BAG 6**

Misura: 15.24 cm
Peso: 68 g
Materiale: Poliestere

**ICE-BAG 9**

Misura: 22.86 cm
Peso: 97 g
Materiale: Poliestere

ISTRUZIONI D'USO

Utilizzare con cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato o acqua fredda. Inserire il ghiaccio o l'acqua fredda nel sacchetto e chiudere bene, quindi applicarlo sulla parte lesa.



BORSA TERMICA**HWB001-2L**

Misura: 20x4x29 cm

Peso: 390 g

Materiale: gomma naturale

**CARATTERISTICHE**

Disponibile in tinta unita e con costine su un lato. La borsa dell'acqua calda è realizzata in gomma naturale, materiale ecologico. Può essere utilizzata da sola come rimedio per dolori, fastidi e infortuni sportivi. Può essere utilizzata anche per raffreddare, riempiendo la borsa di acqua fredda o ghiaccio tritato. Possibilità di abbinare coperture in cotone/pile/maglia, per evitare che la gomma calda entri in contatto diretto con la pelle.





IVD



FERTILITÀ FEMMINILE

CE 0123	Cat. N.	Campione	Formato	N. Test	Cut-Off
Gravidanza (hCG)	FHC-101H	Urine	Dipstick (striscia reattiva)	1 T	25 mIU/mL
	FHC-F101H				20 mIU/mL
	FHC-U101H				10 mIU/mL
Gravidanza (hCG)	FHC-102H	Urine	Cassetta	1 T	25 mIU/mL
	FHC-F102H				20 mIU/mL
	FHC-U102H				10 mIU/mL
Gravidanza (hCG) - digitale	FHC-E103H	Urine	Midstream	1 T	25 mIU/mL
Gravidanza (hCG)	FHC-103H	Urine	Midstream	1 T	25 mIU/mL
	FHC-F103H				20 mIU/mL
	FHC-U103H				10 mIU/mL
Gravidanza (hCG) - con indicatore	FHC-103HI	Urine	Midstream	1 T	25 mIU/mL
	FHC-U103HI				10 mIU/mL
Ovulazione (LH)	FLH-101H	Urine	Dipstick (striscia reattiva)	5 T	40 mIU/mL
	FLH-M101H				35 mIU/mL
	FLH-U101H				30 mIU/mL
	FLH-S101H				20 mIU/mL
	FLH-102H	Urine	Cassetta	5 T	40 mIU/mL
	FLH-M102H				35 mIU/mL
	FLH-U102H				30 mIU/mL
	FLH-S102H				20 mIU/mL
	FLH-103H	Urine	Midstream	5 T	40 mIU/mL
	FLH-M103H				35 mIU/mL
	FLH-U103H				30 mIU/mL
	FLH-S103H				20 mIU/mL
FSH	FFS-101H	Urine	Dipstick (striscia reattiva)	2 T	25 mIU/mL
	FFS-102H		Cassetta		25 mIU/mL
	FFS-103H		Midstream		25 mIU/mL
pH vaginale	IVPH-504H	Secrezione vaginale	Pannello	1 T	-

COVID-19

CE 1434

	Cat. N.	Campione	Formato	N. Test
SARS-CoV-2 Antigene	INCP-502H	Tampone nasale	Cassetta	1/2/5/7/10/ 15/20/25 T
SARS-CoV-2 & Influenza A+B Antigene COMBO	ISIN-525H	Tampone nasale	Cassetta	1/2/5/7/10/ 15/20/25 T
COVID-19 Antigene	ICOV-802H	Fluidio orale	Cassetta	1/2/5/7/10/ 15/20/25 T
SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigene	ICOV-803H	Saliva	Dispositivo	1/2/5/7/10/ 15/20/25 T
SARS-CoV-2 S-RBD IgG Anticorpo	ICSG-402H	Sangue (lancetta pungidito)	Cassetta	1/2/5/7/10/ 15/20/25 T



ALTRI

CE 0123

	Cat. N.	Campione	Formato	N. Test	Cut-off
H. pylori Antigene	IHP-602H	Feci	Cassetta	1 T	-
FOB	TFO-602H	Feci	Cassetta	1 T	50 ng/ml
	TFO-601H		Dipstick (striscia reattiva)		
Ferritina	OFE-402H	Sangue intero	Cassetta	1 T	30 ng/mL
SP-10 Fertilità maschile	OSP-902H	Sperma	Cassetta	1 T / 2 T	15 million/mL
Concentrazione sperma	OSC-902H	Sperma	Cassetta	1 T / 2 T	15 million/mL
TSH	OTS-402H	Sangue intero	Cassetta	1 T	5 µIU/mL
Vitamina D	OVD-402H	Sangue intero	Cassetta	1 T	10-30-100 ng/mL
Infezioni del tratto urinario (Analiti: LEU, BLO, NIT, PRO)	U031-04H	Urine	Dipstick (striscia reattiva)	1 T	-



CE 0123

	Cat. N.	Campione	Formato	N. Test	Cut-off
H. pylori Anticorpo	IHP-N402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	25 T / 40 T	-
Rotavirus e Adenovirus COMBO	IRAC-N625	Feci	Cassetta	25 T	-
Strep A	IST-N501	Tampone faringeo	Dipstick (striscia reattiva)	25 T	-
	IST-N502	Tampone faringeo	Cassetta	20 T	-
Sifilide	ISY-N401	Sangue intero / Siero / Plasma	Dipstick (striscia reattiva)	50 T	-
	ISY-N402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	25 T / 40 T	-
FOB	TFO-N601	Feci	Dipstick (striscia reattiva)	25 T	50 ng/mL o 6 µg/g
	TFO-N602	Feci	Cassetta	20 T / 25 T	50 ng/mL o 6 µg/g

CE 2934

	Cat. N.	Campione	Formato	N. Test	Cut-off
Gruppo sanguigno (ABO e RhD)	OABD-402	Sangue intero	Cassetta	25 T	
HIV 1.2	IHI-402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	40 T	
HBsAg	IHBSG-402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	40 T	
HCV	IHC-402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	40 T	

CE 0123

	Cat. N.	Campione	Formato	N. Test	Cut-off
Clamidia	ICH-502	Urina	Cassetta	20 T	-
CMV IgM	ICM-302	Siero / Plasma	Cassetta	40 T	-
Rubella IgM	IRM-302	Siero / Plasma	Cassetta	40 T	-
Toxo IgG/IgM	ITGM-302	Siero / Plasma	Cassetta	40 T	-
	ITGM-402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	40 T	-
ToRCH IgM COMBO	ITOM-345	Siero / Plasma	Cassetta	25 T	-
PSA Qualitativo	TPS-Q401	Sangue intero / Siero / Plasma	Dipstick (striscia reattiva)	25 T	4 ng/mL
	TPS-Q402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	10 T	4 ng/mL
PSA Semi-quantitativo	TPS-402	Sangue intero / Siero / Plasma	Cassetta	10 T	3-10 ng/mL



Il nostro **Catalogo prodotti OEM**, contiene le principali proposte di item personalizzabili divisi per macrocategorie.

Abbiamo cercato di realizzare un catalogo quanto più completo possibile per soddisfare le richieste del cliente.

Tuttavia, restiamo aperti alla possibilità di valutare **prodotti su misura o effettuare ulteriori ricerche in caso di specifiche esigenze del cliente.**

